

# 大容量廢液抽吸系統



影片介紹

## 產品特色

- ▶ **All in One, 省空間**  
整合真空源、真空瓶與廢液抽吸套件，提供實驗室完整的廢液抽吸解決方案，比傳統自組系統節省 50% 空間。
- ▶ **超大容量，節省時間**  
標配 4L PP 快接真空瓶，超大容量設計降低清除廢液的頻率，提升實驗效率。另可選配 3.5L 血清瓶。
- ▶ **人機安全，雙重防護**  
多重防護設計，保護操作者安全，更延長機器的使用年限：  
(1) 快速接頭設計讓廢液瓶移除更加簡便，也避免傾倒時廢液外漏  
(2) 圍籬式平台固定廢液瓶，避免操作者碰觸瓶身而傾倒  
(3) 浮球防溢保護裝置，防止廢液溢滿而吸入主機中
- ▶ **Eco 功能 (Lafil 200<sup>eco</sup>)**  
Lafil 200<sup>eco</sup> 具備節能設計，在達到最大真空時，自動停止；並於操作時，自行啟動。不僅可節省電力損耗，也可以維持安靜的工作環境。
- ▶ **國際認證**  
歐盟 CE 安全認證  
IP41 防護等級 (Lafil 200 & Lafil 200<sup>eco</sup>)  
RoHS 認證 (Lafil 200 & Lafil 200<sup>eco</sup>)
- ▶ **一年產品保固 (Lafil 200 & Lafil 200<sup>eco</sup>)**

## 產品應用

- ▶ 細胞培養廢液抽吸
- ▶ 生化實驗廢液抽吸
- ▶ 實驗室各種廢液抽吸

## 訂購資訊

- 197205-01(02)**  
Lafil 200 - Plus 廢液抽吸系統  
AC100-240V, 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)
- 197203-01(02)**  
Lafil 200 - BioDolphin 廢液抽吸系統  
AC100-240V, 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)
- 197215-01(02)**  
Lafil 200<sup>eco</sup> - Plus 廢液抽吸系統  
AC100-240V, 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)
- 197213-01(02)**  
Lafil 200<sup>eco</sup> - BioDolphin 廢液抽吸系統  
AC100-240V, 美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)
- 197000-60-3500**  
3500 ml 硼矽玻璃血清瓶
- 197200-53**  
4L PP 快接真空瓶

### Lafil 200 - Plus



### Lafil 200 - BioDolphin



\* Lafil 200 與 Lafil 200<sup>eco</sup> 在外觀上的差異在於銘版設計。

## 產品規格

型號	Lafil 200 - Plus / BioDolphin	Lafil 200 <sup>eco</sup> - Plus / BioDolphin
電源	DC12V, 1.5A	
Vacuum range	1013 ~ 213 mbar	880 ~ 370 mbar
最大流量	10 L/min	
抽液速率	17 mL/sec	
真空瓶	4L PP 快接真空瓶 / 3.5L 血清瓶 (選配)	
自動關閉	-	Yes
噪音值	55 dB	
主機重量	2.1 Kg	2.3 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	37.5 x 25.8 x 21.7 cm	
型號	Plus	BioDolphin
廢液抽吸套件	<ul style="list-style-type: none"> <li>手持操作器</li> <li>單爪 tip 接頭 (150 mm)</li> <li>單爪退 tip 接頭</li> <li>八爪退 tip 接頭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>手持操作器</li> <li>單爪 tip 接頭 (50 mm)</li> <li>單爪 tip 接頭 (150 mm)</li> <li>單爪不鏽鋼接頭 (40 mm)</li> <li>單爪不鏽鋼接頭 (80 mm)</li> <li>八爪不鏽鋼接頭 (40 mm)</li> <li>單爪退 tip 接頭</li> <li>八爪退 tip 接頭</li> <li>配件放置架</li> </ul>

# 大容量廢液抽吸系統



本產品可使用乙醇 (EtOH) 及異丙醇 (IPA) 擦拭清潔。