

抽吸配件



GL45 抽氣轉接座

規格	GL45 抽氣轉接座
型號	197000-60
適用軟管內徑	ID6
轉接座材質	PP
蒸氣滅菌	Yes




BioDolphin 廢液抽吸套件組

規格	BioDolphin
型號	199110-00 深藍 199120-00 粉紅 199130-00 淺綠
適用軟管內徑	ID6
抽吸套件材質	POM, SS304
蒸氣滅菌	Yes
廢液抽吸套件	<ul style="list-style-type: none"> • 手持操作器 • 單爪 tip 接頭 (50 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 單爪不鏽鋼接頭 (80 mm) • 八爪不鏽鋼接頭 (40 mm) • 八爪退 tip 接頭 • 配件放置架



NBR 一次性丁腈手套 (藍色) **NEW**

規格	NBR 一次性丁腈手套 (藍色)
型號	207-1126NFB-XS 207-1126NFB-S 207-1126NFB-M 207-1126NFB-L 207-1126NFB-XL
尺寸	XS / S / M / L / XL
重量 (gm/pcs)	4.5 / 5.1 / 5.6 / 6.2 / 6.7
包裝	100 pcs / box, 10 boxes / carton



多功能試管架

規格	白底試管架	藍底試管架
型號	197010-36	197010-36-1
材質	PP	PP
蒸氣滅菌	Yes	Yes

真空純化裝置



產品特色

- ▶ **簡化流程**
WelVac 200 以真空動能取代傳統離心法，不需繁瑣的上機離心及置換廢液步驟，簡化處理流程，大幅提昇實驗效率。
- ▶ **節省時間**
WelVac 真空純化系統能快速且連續的純化樣品，省去離心升降速及處理廢液的時間。特製的離心管放置板最高可同時處理 24 管樣品，加速純化效率。
- ▶ **一機多用**
獨特的腔體及轉置版設計，使 WelVac 200 成為高度相容的平台，適用於各式純化管柱及 96 孔過濾微孔盤。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
北美 CSA 認證 (Rocker 300)
IP 30 防護等級 (Rocker 300)
RoHS 認證 (Rocker 300)
- ▶ **二年產品保固 (Rocker 300)**

產品應用

- ▶ DNA 純化
- ▶ RNA 純化
- ▶ 凝膠萃取
- ▶ PCR Clean-Up

訂購資訊

- 195200-00** WelVac 200 真空純化裝置
全套包含以下四項配件：
195200-42 24 孔離心管轉置板
195200-43 矽膠魯爾接頭
195200-44 矽膠魯爾接頭孔塞
195200-45 廢液收集盒
- 195210-11(22)**
WelVac 210 真空純化系統
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) 全套包含：
* Rocker 300 無油式真空幫浦
* WelVac 200 真空純化裝置
* 高壓矽膠管 (30 cm)
- 197000-12**
1200 ml PES 廢液瓶

WelVac 200



96 孔過濾微孔盤



24 管微量離心管



8 管大量離心管

WelVac 210



產品規格

型號	WelVac 200	
腔體材質	Aluminum	
離心管轉置板材質	PC	
墊圈 / O 型環材質	橡膠	
魯爾接頭 / 孔塞	Silicone	
適用軟管內徑	ID8	
腔體內徑尺寸	12.8 x 8.6 x 7.3 cm	
腔體外徑尺寸	23.2 x 12.4 x 10.2 cm	
重量	2.6 Kg	
型號	WelVac 210	
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz
最大真空度	105 mbar	
最大流量	23 L/min	20 L/min
純化裝置	WelVac 200 真空純化裝置	
真空瓶	選配 1200 ml PES 真空瓶	
適用軟管內徑	ID8	